

OJO SECO

QUANTEL MEDICAL

DIAGNÓSTICO


NUEVO

c.diag

**PLATAFORMA DE DIAGNÓSTICO
OJO SECO / ENFERMEDADES DE
LA SUPERFICIE OCULAR**



- Exámenes rápidos y completamente automáticos, generación de un reporte completo con un solo clic: Calificación, cuantificación y clasificación del ojo seco *Parpadeos, estabilidad lagrimal, capa lipídica, menisco lagrimal, meibografía, párpados y superficie ocular (blefaritis, Demodex, enrojecimiento bulbar, etc.), exámenes con fluoresceína*



- Excelente calidad de imagen, imagen infraroja estándar para cuantificación y imagen infraroja de transiluminación exclusivos para calificación
- Algoritmos de IA robustos: alta precisión y resultados fiables
- Manejo intuitivo: diseño integrado y software amigable

+ MÁS INFORMACIÓN

TRATAMIENTO

c.stim

SISTEMA DE LUZ PULSADA INTENSA



- Tratamiento de las causas fundamentales del ojo seco: DGM, inflamación, Demodex y dolor neuropático
- Tratamiento rápido y sencillo
- Tratamiento seguro y eficiente gracias a la pieza de mano única, con punta óptica que incorpora la tecnología **stim-ULI™** (Uniform Light Intensity) y la serie de **5 pulsos regulados**
- Tratamiento en la mayoría de tipos de piel gracias al espectro de luz, el tren de 5 pulsos regulados y el sistema de refrigeración por agua de la pieza de mano

+ MÁS INFORMACIÓN



OJO SECO

UNA OFERTA COMPLETA

.suite™



Escanee el código QR para más
informaciones sobre los productos
de la gama OJO SECO.



LUMIBIRD®
MEDICAL